



Analytik



Postanalytik

Präanalytik

Ein Partner für die Präanalytik im Labor.



Unsere Präanalytiksysteme

Für jede Laborgröße die richtige Lösung.



Decapping:
200
Proben/h

HPV,
Aliquotierung:
100
Proben/h

cobas® prime präanalytisches System

- CCM-Anbindung möglich
- Vortexen, Erwärmen, Abkühlen
- De-/Recapping
- Aliquotieren
- Automatisches Barcodieren von Sekundärtubes



Bis zu
1.400
Proben/h

cobas® p 512 präanalytisches System

- CCM-Anbindung möglich
- Sortieren auf „Fremd“-Racks
- Bulk-Loader und Zentrifugieren mit Extra-Modul
- Automatisches Barcodieren von Sekundärtubes



Bis zu
1.400
Proben/h

Aliquotierung:
600

cobas® p 612 präanalytisches System

- CCM-Anbindung möglich
- Sortieren auf „Fremd“-Racks
- Bulk-Loader und Zentrifugieren mit Extra-Modul
- Aliquotieren
- Automatisches Barcodieren von Sekundärtubes

Mehr Informationen und Details –
auch zu den Testparametern:

roche.de/p512
roche.de/p612
roche.de/cobasprime

Roche Diagnostics Deutschland GmbH, Sandhofer Straße 116, 68305 Mannheim
COBAS und COBAS PRIME sind Marken von Roche. © 2023 Roche Diagnostics. Alle Rechte vorbehalten.

Sie wollen mehr über die
Molecular Work Area erfahren?

roche.de/mwa

